


# User Manual

## Manual de utilizare



### Foot Massager With Heat and Rolling Massage Aparat de masaj cu degajare de căldură și cu role de masaj pentru tălpi

Model: MGF-839A

Shenzhen Pinlong E-Commerce Co., Ltd.  
Web: www.naipocare.com  
E-mail: support@naipocare.com  
Address: Huanan City Electronic Trading Building P07  
Room 120, Longgang District, Shenzhen, China.



### Introduction

Thank you for purchasing the Nairo Foot Massager With Heat and Rolling Massage. Please read this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

### Included

- 1 x Foot massager
- 1 x User manual
- 1 x Adapter

### Product Specifications

Name	Nairo Foot Massager With Heat and Rolling Massage
Model	MGF-839A
Voltage	100V-240V 50Hz/60Hz
Power consumption	65W
Timer	15 minutes

### Important Safeguards


- Please avoid the direct contact of your skin with the product.
- The product is equipped with heating device, so be aware of this if users are people insensitive to heat.
- Please do not use the product in an environment where there is a high percentage of gasoline, diluent, alcohol, or other corrosive detergents like bleach to avoid color changing, deformation, or cracks, or malfunction.
- Please do not sit on the product or place heavy objects on it.
- Please do not expose the product to direct sunlight.
- People listed below should not use the product:
  - Pregnant women:
  - People who suffer from heart diseases or other health problems.
  - It's recommended not to use the product for more than 15 minutes at a time. Overly long use at a time may cause muscle pain or nerve pain.
  - Children are not allowed to use the product without supervision from adults.
  - Before or when using the product, please do not apply medical/cosmetic cream or emulsion on the product of your feet.
  - Please do not use the product if there is damage on foot soles or the power cable.
  - Please do not use the product if water enters inside it by accident.
  - Please stop using the product if abnormal or severe pain occurs.

### Product Diagram

1. Zipper
2. Control panel
3. Lower shell
4. Detachable foot sleeves (detaching: unzip to detach foot sleeves / installing: attach the hook and loop fastener and then zip up)
5. Upper shell

- 01 -

### Control Panel



### Control Panel

Power: When the product is under the standby mode, the red light flickers. Press the button to turn on the product with functions like automatic massage program, heating function, and tapping massage being activated (green light). Press the button again to stop all functions.

System: When the product is working, press this button to shift among 3 automatic massage programs (with green light, blue light, and red light interchanging for each program).

Mode: Under automatic massage program, press this button to control tapping massage, rolling massage, and air compression.

When the product is turned on, tapping massage, air compression, and rolling massage will be activated (green light). Press the button to stop tapping massage while air compression and rolling massage remain (blue light). Press the button again to stop rolling massage while air compression and tapping massage remain (red light). Press the button for the third time to stop rolling massage and tapping massage while air compression remains (light: off).

Intensity: Press the button to adjust among 3 intensity levels (low: green light / medium: blue light; high: red light). When the product is turned on, low intensity level would be activated by default.

Note: Long press the "Mode" button to activate tapping massage alone. Press the "Intensity" button to adjust among 3 tapping massage modes. Press the "Mode" button to choose among 3 tapping massage modes. If tapping massage is not activated alone, press the "Intensity" button to adjust air compression among 3 intensity levels.

### Product Maintenance

- Please disconnect the product from the power supply before cleaning.
- Please clean only with soft and moist damp sponge.
- Please do not clean with any corrosive detergent (like benzene and diluent).

- 02 -

### Questions & Answers

Problem	Solution
	Please check whether the power cable is in good condition without any damage.
	Please check whether the plug is connected properly.
The product fails to work after being connected to the power supply.	After working for long, the temperature of the product and the motor might get overly high, and the product will automatically shift to protection state. Please disconnect the product from the power supply and do not use for 30-50 minutes to let it cool down.
The product stops working during the use.	If the timer has been activated and time is up, please restart the product. Disconnect the product from the power supply, reconnect it to the power supply, and then restart the product.

### Warranty & Customer Support

For questions, assistance, support, or warranty claims, please contact us via the email or the address below.

Web: www.naipocare.com  
E-mail: support@naipocare.com  
Address: Huanan City Electronic Trading Building P07 Room 120, Longgang District, Shenzhen, China.

\*Note: Products purchased directly from Nairo benefit from our after-sales service. If the purchases are made from other selling teams, we recommend you contact them for warranty issues.

- 03 -

### Introducere

Vă mulțumim pentru cumpărarea aparatului de masaj Nairo cu degajare de căldură și cu role de masaj pentru tălpi. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să îl păstrați într-un loc sigur pentru consultarea ulterioară. Dacă aveți nevoie de ajutor, vă rugăm să contactați echipa noastră, menționând numărul modelului și numărul de comandă de pe Amazon.

### Conținutul livrării

- 1 x Aparat de masaj pentru tălpi
- 1 x Manual de utilizare
- 1 x Adaptor

### Specificatiile produsului

Denumire	Aparat de masaj Nairo cu degajare de căldură și cu role de masaj pentru tălpi
Model	MGF-839A
Tensiune	100V-240V 50Hz/60Hz
Consum de putere	65W
Temporizator	15 Minute

### Măsuri importante de protecție


- Evitați contactul direct al pielii dumneavoastră cu produsul.
- Produsul este prevăzut cu un dispozitiv de încălzire, așa că trebuie să țineți cont de acest lucru dacă utilizați produsul în medii cu temperaturi ridicate.
- Nu utilizați produsul într-un mediu în care există un procent ridicat de benzină, diluant, alcool sau alți detergenți corozivi, cum ar fi înălbitor, pentru a evita schimbarea culorii, deformarea, fisurile sau funcționarea defectuoasă.
- Nu vă așezați pe produs și nu așezați obiecte grele pe el.
- Nu expunți produsul direct la lumina soarelui.
- Persoanele enumerate mai jos nu ar trebui să utilizeze produsul:
  - Persoanele care suferă de boli de inimă sau alte probleme de sănătate.
  - Se recomandă să nu folosiți produsul mai mult de 15 minute odată. Utilizarea prelungită poate provoca durere musculară sau nervoasă.
  - Copii nu au voie să utilizeze produsul fără supravegherea adultilor.
  - Înainte sau când utilizați produsul, vă rugăm să nu aplicați cremă sau emulsie medicală/cosmetică pe produs sau pe tălpi.
  - Nu folosiți produsul dacă mânchii de fierare a tălpilor sau cu abilități de alimentare prezintă semne de deteriorare.
  - Nu utilizați produsul dacă în interiorul acestuia intră apă din gresăle.
  - Nu mai utilizați produsul dacă apar dureri anormale sau severe.

### Diagrama produsului

1. Fermaș
2. Panou de control
3. Invelis inferior
4. Mansoane detașabile pentru tălpi (pentru a detasa: defalcați fermoarul pentru a detasa mansoane pentru tălpi/pentru a atasa: atașați dispozitivul de fixare cu cârlig și buclă și apoi închideți fermoarul).
5. Invelis superior

- 04 -

### Control Panel



### Control Panel

Putere: Când produsul se află în modul de așteptare, lumina roșie pâlpâie; Apăsăți butonul pentru a porni produsul, funcțiile precum programul de masaj automat, funcția de încălzire și masajul prin atingere fiind activate (lumină verde); Apăsăți din nou butonul pentru a opri toate funcțiile.

Sistem: Când produsul funcționează, apăsați acest buton pentru a schimba între 3 programe automate de masaj (cu lumină verde, lumină albastră și lumină roșie care se schimbă pentru fiecare program).

Mod: În cadrul programului de masaj automat, apăsați acest buton pentru a controla masajul prin tapotare, masajul cu role și compresia de aer. Când produsul este pornit, apăsați butonul pentru a opri masajul cu role și să îl activeze (lumină verde); Apăsăți butonul pentru a opri masajul prin tapotare în timp ce compresia de aer și masajul cu role rămân (lumină albastră); Apăsăți din nou acest buton pentru a opri masajul cu role în timp ce compresia de aer și masajul prin tapotare rămân (lumină roșie); Apăsăți butonul pentru a trece oare pentru a opri masajul cu role și masajul prin tapotare în timp ce compresia de aer rămâne (lumină: strășă).

Intensitate: Apăsăți butonul pentru a regla cele 3 niveluri de intensitate (reducă: lumină verde / medie: lumină albastră; ridică: lumină roșie). Când produsul este pornit, nivelul scăzut de intensitate va fi activat în mod implicit.

Note: Apăsăți lung butonul "Mod" pentru a activa doar masajul prin tapotare; Apăsăți butonul "Intensitate" pentru a regla viteza de masaj prin tapotare între 3 niveluri; Apăsăți butonul "Mod" pentru a alege între 3 moduri de masaj prin tapotare. Dacă masajul prin tapotare nu este activat singur, apăsați butonul "Intensitate" pentru a regla compresia de aer între 3 niveluri de intensitate.

### Menținerea produsului

- Deconectați produsul de la sursa de alimentare înainte de curățare.
- Curățați numai cu apă caldă și săpun ușor.
- Nu curățați cu detergent coroziv (cum ar fi benzină și diluant).

- 05 -

### Întrebări și răspunsuri

Problema	Soluție
	Vă rugăm să verificați dacă respectivul cablu de alimentare este în stare bună, fără nicio deteriorare.
Produsul nu funcționează după ce a fost conectat la sursa de alimentare.	Vă rugăm să verificați dacă mufa este conectată corect. După ce a funcționat mult timp, temperatura produsului și a motorului ar putea deveni prea ridicată, iar produsul va trece automat în starea de protecție; Deconectați produsul de la sursa de alimentare și nu îl utilizați timp de 30-50 de minute pentru a-l lăsa să se răcească.
Produsul nu mai funcționează în timpul utilizării.	Dacă temporizatorul a fost activat și timpul a expirat, vă rugăm să reporniți produsul. Deconectați produsul de la sursa de alimentare, reconectați la sursa de alimentare, apoi reporniți produsul.

### Garantie și suport clienți

Pentru garanție, asistență, suport sau cereri în perioada de garanție, vă rugăm să ne contactați pe email sau la adresa de mai jos.

Web: www.naipocare.com  
E-mail: support@naipocare.com  
Adresă: Orașul Huanan Electronic Trading Clădirea P07 Camera 120, Longgang District, Shenzhen, China.

\*Notă: Produsul achiziționat direct de la Nairo beneficiază de serviciul nostru post-vânzare. Dacă achizițiile sunt efectuate de la alte echipe de vânzări, vă recomandăm să îl contactați direct pe vânzătorii pentru cererile în garanție.

- 06 -

### Introduction

Thank you for purchasing the Nairo Foot Massager With Heat and Rolling Massage. Please read this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

### Inclus

- 1 x Dispozitiv de masaj des pieds
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Adaptateur

### Parametres de spécification

Nom du produit	Nairo Dispositif de massage des pieds avec chauffage et au roulement
Modèles	MGF-839A
Tension	100V-240V 50Hz/60Hz
Puissance	65W
Synchronisation automatique	15 minutes

### Conseils importants


- Ne permettez pas au produit de contacter directement avec votre peau, s'il vous plaît.
- Ce produit a un corps de génération de chaleur, ce qui n'est pas sensible à la chaleur doit faire attention.
- Veuillez ne pas utiliser ce produit dans l'environnement humide ou de poussière et à haute température, ce qui pourrait causer le défaut de produit.
- Ne l'utilisez pas dans l'environnement de l'essence, du diluant, de l'alcool ou de l'agent de blanchiment, etc. et d'autres agents de gravure de composant élevé, afin de ne pas provoquer la décoloration, la déformation, les fissures et la défaillance de produits.
- Veuillez ne pas s'asseoir sur le produit ou mettre des choses de poids lourds, s'il vous plaît.
- L'exposition prolongée à la lumière directe du soleil, s'il vous plaît.
- Si vous rencontrez des cas suivants, veuillez ne pas utiliser ce produit: crise cardiaque, évanouissement, ou d'autres problèmes de santé.
- Il est recommandé de ne pas utiliser ce produit plus de 15 minutes chaque fois, car la longue durée peut provoquer des douleurs dans les muscles et les nerfs.
- Il est interdit aux enfants sans surveillance des adultes d'utiliser ce produit.
- Avant ou lors de l'utilisation de ce produit, ne mettez pas de crème ou l'émulsion médicale ou cosmétique sur le produit ou vos pieds.
- Si'il y a des usures sur le manchon en tissu des pieds et la ligne d'alimentation, n'utilisez pas ce produit, s'il vous plaît.
- Si le produit est infiltré de l'eau, n'utilisez pas ce produit, s'il vous plaît.
- En cas de douleur anormale ou grave, arrêtez d'utiliser ce produit.

### L'aspect de la structure

1. La fermeture à glissière
2. Le panneau de commande
3. La coque inférieure
4. Le manchon de tissu amovible Procédé de démontage: ouvrir la fermeture à glissière, retirer le manchon de tissu Procédé de l'installation: coller bien la colle de la magie au fond, tirer la fermeture à glissière
5. Le couvercle de surface

- 07 -

### Control Panel



### Control Panel

Power: commander la commutation d'alimentation de puissance de produits, lors du temps d'attente, la lumière rouge scintille, si vous appuyez une fois, alors la lumière verte s'allume, et il entre le programme de massage automatique, et il diverses de fonctions de massage comme le groupe, le chauffage, etc. puis cliquez encore une fois pour fermer toutes les fonctions.

Système: après l'ouverture de bouton de commutation, commandez le programme de massage automatique, vous avez trois choix de programme de massage, par commande, cliquez sur le bouton de lumière verte/bleue et rouge pour la conversion profitant du triple expérience de massage automatique.

Bouton de Mode: contrôlez la fonction de massage de secouement, de rouleaux, de réglage de la pression d'air et de rouleaux est exécuté simultanément.

Lors de l'ouverture, la lumière verte s'allume et la fonction de massage de secouement, de réglage de la pression d'air et de rouleaux est exécuté simultanément. Pressez la première fois, la lumière bleue s'allume, le produit ferme la fonction de secouement, et réserve la fonction de massage de rouleaux et de la pression de l'air. Pressez la seconde fois, la lumière rouge s'allume, le produit ferme la fonction de rouleaux et réserve la fonction de secouement et de pression de l'air. Pressez la troisième fois, la lumière est éteinte, le produit ferme la fonction de rouleaux et de secouement et réserve la fonction de massage de pression de l'air, de manière séquentielle et cyclique.

Intensité: avec le réglage d'intensité de trois engrenages, la lumière verte est la basse engrenage, la lumière bleue est le moyen engrenage, la lumière rouge est le haut engrenage, de manière séquentielle et cyclique. Le démarrage à la valeur par défaut de l'engrenage basse. Commentaires: Pressez longtemps le bouton pour entrer la fonction de secouement seul, pressez le bouton de Intensité pour régler la vitesse de trois engrenages de massage de secouement, pressez le bouton de Mode pour l'expérience en trois types de mode de secouement.

Lors de l'ouverture de mode non séparé, pressez le bouton de Intensité pour régler les trois engrenages de force de la pression.

- 08 -

Heat: après l'ouverture de bouton de commutateur, lors de l'ouverture de bouton de température légère, la lumière rouge s'allume, lors de la fermeture, la lumière est fermée. Commentaires: après l'ouverture de bouton de commutateur, pressez longtemps le bouton de chauffage de trois secondes pour ouvrir indépendamment la fonction de chauffage.

### L'entretien de produit

- Avant nettoyage, déconnectez la connexion de produit et de l'alimentation, s'il vous plaît.
- Utilisez seulement le produit de nettoyage d'éponge souple et légèrement humide.
- Évitez d'utiliser tous les produits de nettoyage de l'agent de nettoyage de corrosion (tels que le benzène ou le diluant).

### Les problèmes et les mesures

Les problèmes	Les mesures de traitement
	Inspectez si la ligne d'alimentation et la machine est normale.
	Inspectez si la fiche d'alimentation électrique est insérée correctement ou elle a l'électricité.
Après la connexion de source d'alimentation, le produit ne fonctionne pas	Après de longues heures de travail, la température du produit et du moteur est élevée; la machine sera automatiquement à l'état de protection, veuillez éteindre l'alimentation électrique et suspendre à 30 - 50 minutes pour laisser refroidir le produit.
Le produit arrêté de travailler en cours d'utilisation	Après le démarrage de la température automatique, s'il y a pas du temps, pressez à nouveau le bouton pour le fonctionnement, s'il vous plaît. Coupez l'alimentation électrique et démarrez encore pour rouvrir la machine.

### Garantie et Assistance Client

For all questions, assistance or claim of warranty, please contact us via email or to the address below.

Web: www.naipocare.com  
E-mail: support@naipocare.com  
Address: Huanan City Electronic Trading Building P07 Room 120, Longgang District, Shenzhen, China.

\* Note: Les produits achetés directement auprès de Nairo bénéficient de notre service après-vente. Si les achats sont effectués auprès d'autres vendeurs, nous vous recommandons de les contacter pour les problèmes de garantie.

- 09 -

### Introducción

Gracias por comprar el Nairo Masajeador de pies con Calor y Masaje por Rodillos. Lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. Si necesita alguna ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica con el número de modelo de su producto y el número de pedido de Amazon.

### Incluido

- 1 x Masajeador de pies
- 1 x Manual
- 1 x Adaptador

### Especificaciones y parámetros

Nombre del producto	Nairo Masajeador de pies con Calor y Masaje por Rodillos
Modelo	MGF-839A
Voltage	100V-240V 50Hz/60Hz
Potencia	65W
Sincronización automática	15 minutos

### Precauciones


- No deje de que este producto se toque directamente con su piel.
- Este producto tiene un elemento de calentamiento. Presten atención a aquellos los que sean insensibles al calor.
- No lo utilice está en un ambiente húmedo o polvoriento o de alta temperatura. De lo contrario, podría fallar la luz solar.
- No lo utilice en un ambiente con componentes altamente corrosivos como gasolina, disolvente, alcohol o lejía, para evitar decoloración, deformación, grietas o mal funcionamiento del producto.
- No se sienten si el producto ni ponga objetos pesados en ello.
- No lo exponga a la luz solar directa.
- No lo utilice si: tiene un ataque cardíaco, un embarazo o cualquier otro problema de salud.
- Se recomienda no utilizar este producto más de 15 minutos a la vez. El uso prolongado puede causar dolor muscular y nervioso.
- Se prohíbe el uso del producto de los niños no supervisados por adultos.
- No aplique cremas o tónicos médicos o cosméticos al producto o sus pies antes durante el uso de este producto.
- No lo utilice si la cubierta de tela de pies y el cable de alimentación están desgastados.
- No lo utilice si el agua penetra en el producto.
- Si ocurre una anomalía o dolor severo, deje de utilizar el producto.

### Apariencia y estructura

1. Cremallera
2. Panel de control
3. Cascara inferior
4. Cubierta de tela extraíble. Método de extracción: abra la cremallera, retire la cubierta de tela Método de instalación: pegue el rollo de lo profundo, cierre la cremallera
5. Cascara superior

- 10 -

### Panel de control



### Panel de control

Power (Alimentación): Controla el interruptor de alimentación del producto. La luz roja parpadea cuando está en modo de espera. Presione una vez, la luz verde enciende para ingresar al programa de masaje automático, agitación, calentamiento y realice otras funciones de masaje. Presione de nuevo para desactivar todas las funciones.

System (Sistema): El encendido de la llave controla el programa de masaje automático del producto, selección de tres tipos de programa de masaje se realiza a través del control de cambio de luz verde, luz azul y luz roja para disfrutar de la experiencia triple de masaje automático.

Mode (Modo): en el estado de ejecución del programa de masaje automático, controla las funciones de masaje de agitación, rodillo y ajuste de presión. Cuando está activado, la luz verde se enciende, al mismo tiempo, se activan las funciones de masaje de agitación, presión y rodillo. Cuando está activado el modo no solo, presione desactiva la función de agitación pero se conservan las funciones de masaje de rodillo y presión. Presión por segunda vez, se enciende la luz roja y se desactiva la función de rodillo pero se conservan las funciones de agitación y presión. Presione por tercera vez, la luz se apaga y se desactivan las funciones de rodillo y agitación pero se conserva la masaje de presión, todo esto se circular.

Intensidad (Intensidad): ajuste de intensidad de tres niveles, la luz verde indica nivel bajo, la luz azul indica nivel medio y la luz roja, nivel alto, el proceso se circular, el valor predefinido de encendido es de nivel bajo. Nota: Mantenga presionado Mode para entrar en la función de agitación sola, presione Intensidad para ajustar los tres niveles de velocidad de masaje de agitación, presione Mode para experimentar tres modos de agitación. Cuando está activado el modo no solo, presione Intensidad para ajustar los tres niveles de presión. Heat (Calentamiento): cuando está encendida la llave, si la función de calentamiento está activada, la luz roja se enciende, si está desactiva, la luz se apaga. Nota: Después del encendido de la llave, se puede activar solo la función de calentamiento con mantener presionado por tres segundos el botón de calentamiento.

- 11 -

### Mantenimiento del producto

- Desconecte el producto de la fuente de alimentación antes de limpiarlo.
- Utilice sólo esponjas suaves y un poco húmedas para limpiar el producto.
- Evite utilizar agentes de limpieza corrosivos (como benceno o diluyente) para limpiar el producto.

### Problemas y soluciones

Problemas	Soluciones
	Verifique si el cable de alimentación del producto está intacto.
	Verifique si el enchufe está enchufado o si hay electricidad.
El producto no funciona después de ser conectado con la fuente de alimentación	Después de un largo periodo de trabajo, la temperatura del producto y el motor es demasiado alta, la máquina se entrará automáticamente en estado de protección. Apague el producto y espere entre 30 y 50 minutos para permitir que el producto se enfríe.
El producto dejó de funcionar durante el uso	Después de la activación de sincronización automática, si el tiempo se acaba, presione el botón nuevamente para apagar. Apague la fuente de alimentación, encienda de nuevo para activar el producto.

### Garantía y servicio de atención al cliente

Para todas las preguntas, asistencia o reclamos de garantía, contáctenos a través del correo electrónico o la dirección a continuación.

Web: www.naipocare.com  
E-mail: support@naipocare.com  
Address: Huanan City Electronic Trading Building P07 Room 120, Longgang District, Shenzhen, China.

\* Nota: Los productos comprados directamente de Nairo se benefician de nuestro servicio post-venta. Si los compras se realizan desde otros equipos de venta, le recomendamos que se contacte con ellos para cuestiones de garantía.

- 12 -

### Introduzione

Gratzie per aver acquistato il Nairo Massaggiatore per Piedi Nairo con funzione riscaldante e a rullo. Leggere attentamente questo manuale d'uso e conservarlo in un luogo sicuro per future consultazioni. Se ha bisogno di assistenza, contatti il nostro team di supporto con il tuo numero di modello del prodotto e il numero d'ordine Amazon.

### Inclusi

- 1 x Massaggiatore per piedi
- 1 x Istruzioni per l'uso
- 1 x Adattatore

### Scheda Tecnica

Nome del Prodotto	Nairo Massaggiatore per Piedi Nairo con funzione riscaldante e a Rullo
Modello	MGF-839A
Tensione di Rete	100V-240V 50Hz/60Hz
Potenza	65W
Durata Preimpostata	15 minuti

### Precauzioni


- Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle.
- Questo prodotto ha un elemento riscaldante, si prega di coloro insensibili al calore a prestare attenzione.
- Non utilizzare questo prodotto in ambienti umidi o piovoso o ad alte temperature. In caso contrario si potrebbe verificare un guasto del prodotto.
- Non utilizzare questo prodotto in ambienti contenenti un livello elevato di agenti corrosivi come benzina, diluente, alcool o lejia, para evitar escoriamentos, deformaciones, incrustaciones o guastos del producto.
- Non sedersi sul prodotto o posizionare oggetti pesanti sul suo sedio.
- Evitare l'esposizione alla luce solare diretta.
- Non utilizzare questo prodotto se si trova in gravidanza: attacco cardiaco, gravidanza o qualsiasi anomalia di salute.
- Si raccomanda di non utilizzare questo prodotto per più di 15 minuti alla volta. L'uso prolungato può causare dolore ai muscoli e ai nervi.
- È vietato l'uso di questo prodotto a bambini non sorvegliati da adulti.
- Non applicare creme o lozioni mediche o cosmetiche sul prodotto o sui piedi prima o durante l'uso.
- Non utilizzare il prodotto se si trova riscaldata in tessuto e in caso di alimentazione sono rovinati o consumati.
- Non utilizzare il prodotto se si trova l'invasione in tessuto e in caso di alimentazione sono rovinati o consumati.
- In caso di condizioni anormali o dolori gravi, interrompere l'uso del prodotto.

### Struttura del Prodotto

1. Cerniera
2. Pannello di controllo
3. Guscio inferiore
4. Guscio superiore
5. Guscio superiore

- 13 -

### Pannello di Controllo



### Pannello di Controllo

Power: Pulsante di alimentazione. La luce rossa lampeggia quando il massaggiatore è in standby. Premendo il pulsante una volta si accende la luce verde e si procede il programma di massaggio automatico, del quale sono previste la vibrazione e il riscaldamento e altri trattamenti di massaggio. Premere il pulsante una nuova volta per disattivare tutti i trattamenti.

System: Dopo aver premuto il pulsante di alimentazione, si preme questo pulsante per selezionare tra i tre programmi di massaggio automatico. La selezione avviene tramite il cambio tra la luce blu e la luce rossa, premendo il pulsante. È possibile sperimentare la tripla esperienza del massaggio automatico in un'unica seduta.

Mode: Il pulsante di Modalità. Quando il programma di massaggio automatico è in esecuzione, premere questo pulsante per controllare la vibrazione, il rullo, la regolazione della pressione d'aria.

Quando il massaggiatore è acceso si accende la luce verde, e contemporaneamente si accendono le funzioni di vibrazione, di massaggio a pressione d'aria e a rullo. Premere una volta, la luce blu si accende, viene disattivata la vibrazione,